

Creatista Pro - Erogazione interna dell'acqua direttamente nel contenitore delle capsule usate

Last Modified on 20/09/2023 4:37 pm CEST

Step 1:

Ti ricordiamo che è normale in quanto l'acqua all'interno è proporzionale al numero di erogazioni. Parliamo di un guasto quando la vaschetta è piena dopo poche erogazioni.

Step 2:

Verificare che la leva sia ben chiusa.

Ti consigliamo di svuotare il contenitore delle capsule e di controllare che non vi siano capsule bloccate all'interno della macchina.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPRO004

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-