

Creatista Plus - Latte troppo caldo

Last Modified on 20/09/2023 4:53 pm CEST

Step 1:

Utilizza esclusivamente il **contenitore** del latte in dotazione e verifica che sia **posizionato correttamente** sul relativo sensore di temperatura.

Assicurati che il **sensore di temperatura** nel vassoio raccogliogocce sia **pulito** ed eventualmente riduci la temperatura del latte impostata.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPLU013

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-